

# f~~flame~~ame 100

Safety Bunsen



*Safety Bunsen Burner*  
*Sicherheitsbunsenbrenner*



**Windschutz / Windshield**  
Edelstahl / stainless steel  
**Art.-Nr./Art.-No. 2.000.600**



**Spritz- und Wachsschutz**  
Edelstahlplatte und Glaszyylinder  
**Spray and Wax protector**  
stainless steel base and glass cylinder  
**Art.-Nr./Art.-No. 2.000.200**



ohne Glaszyylinder / w/o glass cylinder  
**Art.-Nr./Art.-No. 2.000.201**


**Externer DoubleClick IR-Sensor**  
zum berührungslosen Flammenstart  
**External DoubleClick IR-Sensor**  
for touch-free flame activation  
**Art.-Nr./Art.-No. 6.000.406**



**(1) Fußpedal / Foot pedal**  
Edelstahl / stainless steel  
**Art.-Nr./Art.-No. 6.000.402**

**(2) Funkfußpedalset mit RF-Stick**  
(nur in EU Staaten lieferbar)  
**Radio controlled foot pedal**  
**with RF-Stick**  
(available in EU countries only)  
**Art.-Nr./Art.-No. 6.000.404-RF**

**(3) Fußpedal Mini / Foot pedal Mini**  
Kunststoff / plastic  
**Art.-Nr./Art.-No. 6.000.403**



## **Flame<sup>100</sup> – setzt neue Standards in der Bunsenbrennerklasse!**

**Die sichere Alternative für alle traditionellen Bunsen- oder Alkoholbrenner!**

### **Multitalent**

Der *Flame<sup>100</sup>* ist bestens geeignet für alle flammentechnischen Anwendungen im Labor. Die Präzisionsflamme ermöglicht dosiertes Erwärmen von dentaltechnischen Werkzeugen genauso wie sicheres Sterilisieren von mikrobiologischen Instrumenten. Flammengröße und -härte lassen sich stufenlos einstellen.

### **Einfach starten**

Der Sicherheitsbunsenbrenner *Flame<sup>100</sup>* startet sofort per Knopfdruck; ein Streichholz oder eine Pilotflamme sind nicht notwendig. Wahlweise lässt sich der *Flame<sup>100</sup>* auch über ein Fußpedal\* oder einen externen IR-Bewegungssensor\* bedienen. Der *Flame<sup>100</sup>* ist geeignet für stationäre Erd- und Propan-/Butangasversorgungen, Kartuschengas oder Gasflaschen. Zahlreiche Adaptersysteme sind optional erhältlich.

### **Zuverlässige Sicherheit**

Das bewährte Safety Control System (SCS) kommt auch im *Flame<sup>100</sup>* zum Einsatz. Permanent werden alle potenziellen Gefahren analysiert und ggf. Schutzmaßnahmen - wie das Unterbrechen der Gaszufuhr - eingeleitet.

Neben der Zündungs- und Flammenüberwachung sowie einem Übertemperaturschutz bietet das Sicherheitspaket die kontinuierliche Brennerkopfüberwachung BHC. BHC erkennt Brennerkopfverunreinigungen durch Flüssigkeiten oder Fremdkörper. Gegenüber einem herkömmlichen Bunsenbrenner eliminiert der Sicherheitsstandard „SCS“ des *Flame<sup>100</sup>* das Risiko eines Gaslecks oder einer Explosion.

### **Effizient**

Der *Flame<sup>100</sup>* ist attraktiv im Preis und sparsam im Verbrauch, schont damit den Geldbeutel und die Umwelt. Gegenüber traditionellen Bunsenbrennern wird der Gasverbrauch auf ein Minimum reduziert, denn die Flamme brennt nur, wenn sie wirklich benötigt wird!

### **Klein und stabil**

Alle Gehäusekomponenten und das Brennerrohr des *Flame<sup>100</sup>* werden aus Edelstahl gefertigt. Das abnehmbare Brennerrohr macht die Reinigung kinderleicht und der geringe Platzbedarf ist ein Plus an jedem Laborarbeitsplatz.

**Flame<sup>100</sup> – für eine sichere Flamme im Labor!**

**Flame<sup>100</sup>**  
Safety Bunsen

### **Betriebsarten**

Button-Funktion	✓
Pedal Standard (Fußpedal optional)	✓
<b>Safety Control System SCS®</b>	✓
Brennerkopfüberwachung (BHC)	✓
Gaseingangsfilter	✓
Abnehmbarer & zerlegbarer Brennerkopf	✓
Gehäuse, Brennerkopf, Gasanschluss & Bedienelemente aus Edelstahl	✓
DVGW geprüft	✓

# **Flame<sup>100</sup> – sets new standards in the Bunsen burner class!**

**The safe alternative for all traditional Bunsen  
or alcohol burners!**

## **Multi-Use**

The Flame<sup>100</sup> is ideally suited for all flame related applications in the laboratory. The precision flame allows graduated heating of dental tools as well as safe sterilization of microbiological instruments. Flame size and intensity can be adjusted infinitely.

## **Easy operation**

The safety Bunsen burner Flame<sup>100</sup> activates immediately with the push of a button. No match or a pilot flame are required. Optionally, the Flame<sup>100</sup> can also be operated by a foot pedal\* or an external infrared motion sensor\*.

The Flame<sup>100</sup> is suitable for stationary natural gas and propane / butane gas supplies as well as gas cartridges or gas cylinders.

Numerous adapter systems are optionally available.

## **Reliable safety**

The proven Safety Control System (SCS) is also incorporated in the Flame<sup>100</sup>. All potential hazards are constantly monitored and, if necessary, protective measures – such as the shutting off the gas supply – are activated. In addition to the ignition and flame control function and the overheating protection the safety package also features the continuous burner head control BHC. BHC unfailingly identifies burner head clogging by liquids or solid substances. Compared with a conventional Bunsen burner, the Flame<sup>100</sup> with the safety standard „SCS“ eliminates the risk of a gas leak or an explosion.

## **Efficient**

The Flame<sup>100</sup> is economical to operate and attractively priced for any laboratory, thus making savings for both your budget and the environment. Compared with traditional Bunsen burners, the gas consumption is reduced to a minimum, because the flame burns only when it is really needed!

## **Compact and rugged**

The housing and burner tube of the Flame<sup>100</sup> are made of stainless steel. The removable burner tube makes cleaning easy and the small foot print is an advantage for any lab bench.

**Flame<sup>100</sup> – for a safe flame in the laboratory!**



**Neigungsverstellung / Tilt adjustment**  
Edelstahl / stainless steel

**Art.-Nr./Art.-No. 2.000.300**



**Tray / Tray**  
Edelstahl, 5 Ablagemöglichkeiten  
stainless steel, 5 places

**Art.-Nr./Art.-No. 6.000.320**



**Adapter 360 / Adapter 360**  
für Kartuschen CV 360  
for gas cartridges CV 360

**Art.-Nr./Art.-No. 2.000.701**

**Flame<sup>100</sup>**  
Safety Bunsen

## **Programs**

<b>Button function</b>	✓
<b>Pedal Standard (foot pedal optional)</b>	✓
<b>Safety Control System SCS®</b>	✓
<b>Burner Head Control (BHC)</b>	✓
<b>Gas inlet filter</b>	✓
<b>Removable &amp; decomposable burner head</b>	✓
<b>Housing, burner head, gas connection &amp; controls made of stainless steel</b>	✓
<b>DVGW approved</b>	✓



**Sicherheitsadapter mit DVGW-Schlauch (0,5 m) und Druckminderer**

**Safety adapter with pressure regulator and DVGW-tubing (0.5 m)**

für Gaskartuschen / for gas cartridges:

C 206: **Art.-Nr./Art.-No. 6.000.800**

CP 250: **Art.-Nr./Art.-No. 6.000.820**

CG1750: **Art.-Nr./Art.-No. 6.000.810**

CV 300: **Art.-Nr./Art.-No. 6.000.830**

CV 470: **Art.-Nr./Art.-No. 6.000.850**

## Lieferumfang:

**F Flame 100**  
Safety Bunsen

Art.-Nr. 2.100.000

mit Tastenfunktion

Safety Control System (SCS) mit Burner Head Control (BHC)  
2 Standard-Programme für Taste (Funktionsknopf) und  
Fußpedal (Fußpedal optional)  
Abnehmbares Brennerrohr  
Aufnahme für 2 Impfösenhalter  
Düsen für Erdgas, Propan-/ Butan gas  
Schraubenschlüssel 17 mm für Gasanschluss  
Schlauchbüchse mit Überwurfmutter  
Schraubendreher für Elektrodenhalter  
Schaltnetzteil (weltweit, Level 6)  
Bedienungsanleitung und 2 Jahre Garantie



## Technische Daten:

### Programme

Taste (Button):

Fußpedal (optional):

### Sicherheitseinrichtungen

Safety Control System (SCS)  
mit Gassicherheitsabschaltung:

### Gasanschluss u. Verbrauch

Gasanschluss:

Gasart-Kategorie:

Anschlusswert:

Kartuschendauerbetrieb (ca.):

### Flammeneigenschaften

Max. Flammentemperatur:

Nennwärmebelastung:

### Elektrisch

Leistungsaufnahme:

Netzteil:

### Mechanisch

Brennerrohr:

Abmessungen (B x H x T):

Höhe mit Brennerrohr:

Gewicht:

### Zulassungen

DIN-DVGW Reg.-Nr.:

CE:

EU Richtlinien:

Start-Stop mit Überwachungstimer, 60 min  
Standard, Flamme bei gedrücktem Fußpedal

Zündungs-, Flammen- und Temperatur-  
überwachung, Verschmutzungsüberwachung  
des Brennerkopfes (BHC),  
automatische Geräteabschaltung nach 4 h

1/4" Linksgewinde mit Gaseingangsfilter  
Erdgas E/LL, 18 - 25 mbar,  
Flüssiggas 47,5 - 57,5 mbar, II<sub>2</sub>ELL3B/P  
43 g/h Flüssiggas, 49 l/h Erdgas (LL)  
Campingaz: CV 360 - 65 min, C 206 - 230 min,  
CP 250 - 305 min, CV 470 - 550 min,  
CG 1750 - 210 min, CV 300 - 290 min  
Guilbert: Express 444 / 445 - 70 min  
Coleman: C 250 - 230 min, C 500 - 440 min

1200 °C bei Flüssiggas  
1170 °C bei Erdgas (E)  
0,66 kW Flüssiggas, 0,66 kW Erdgas

2 VA (Stand-by max 0,1 VA)  
100-240V / 50/60Hz / max. 0,3A; 9V DC / 1,3A  
Level 6 (Stand-by Verbrauch max. 0,1 W)

abnehmbar, Edelstahl  
89 x 34 x 88 mm  
94 mm  
385 g

NG-2211AS0167  
EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-010  
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU



## The range:

**F Flame 100**  
Safety Bunsen

Art.-No. 2.100.000



with button function

Safety Control System (SCS) with Burner Head Control (BHC)

2 standard programs for button (function knob) and

foot pedal (foot pedal optional)

Removable burner tube

Holding device for 2 inoculation loop holders

Nozzles for natural gas, propane / butane gas

Wrench 17 mm for gas connection

Tubing connector with swivel nut

Screwdriver for electrode holder

Switching power supply (global, level 6)

Instruction manual and 2-year warranty

## Innovative Sicherheitstechnologie

Innovative Sicherheitstechnologie

Flamme ohne Streichholz

Einfache Bedienung

Innovative safety technology

Flame without match

Simple handling



Impfösenhalter optional  
Inoculation loop holder optional

## Technical Data:

### Programs

Button:

Foot pedal (optional):

### Safety features

Safety Control System (SCS)  
with gas safety cut off:

ignition and flame control  
temperature monitor,  
burner head clogging monitor (BHC)  
automatic unit switch off after 4 h

### Gas supply and consumption

Gas connection:

Gas types:

Connected load:

Continuous cartridge operation:  
(approx.)

### Temperatures

Max. Flame temperature:

Temperature threshold level:

### Electrical

Power consumption:

Power connection:

### Mechanical

Burner tube:  
Measurements (w x h x d):  
Height with burner tube:  
Weight:

removable, stainless steel  
89 x 34 x 88 mm  
94 mm  
385 g

### Licenses

DIN-DVGW Reg.-No.:

CE:

NG-2211AS0167  
EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-010  
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU



### Sales Department:

Spandauer Weg 1

D-37085 Göttingen

Telefon: +49 (0)551 / 793789

Telefax: +49 (0)551 / 793707

### Production & Service:

Halle-Kasseler-Straße 49

D-37318 Arenshausen

Telefon: +49 (0)36081 / 68940

Telefax: +49 (0)36081 / 68942

Email: sales@wld-tec.com • Internet: http://www.wld-tec.com

(09/16) Technische Änderungen vorbehalten / Specifications subject to change without notice